









Coreflon PTFE конци

















Политетрафлуороетиленът (PTFE) е неабсорбируем материал с висока биосъвместимост, който в продължение на много години е бил използван за производството на съдови имплантати, сърдечни клапи и мембрани за регенериране на костите. PTFE може да се използва и за производството на хирургични конци.

PTFE SURGICAL SUTURE BLACK and WHITE

needle BLACK	needle length	needle cross-sections	suture length	USP			
				3/0	4/0	5/0	6/0
DS ½ circle	13 	round 	55 cm	-	-	C5DS135512B	C6DS135512B
	16 	round 	55 cm	C3DS165512B	C4DS165512B	C5DS165512B	C6DS165512B
	19 	round 	55 cm	C3DS195512B	C4DS195512B	C5DS195512B	-
	22 	round 	55 cm	C3DS225512B	C4DS225512B		

PTFE SURGICAL SUTURE

SILVER and WHITE

needle SILVER	needle length	needle cross-sections	suture length	USP			
				3/0	4/0	5/0	6/0
DS ½ circle	13 	round 	55 cm	-	-	C5DS135512S	C6DS135512S
	16 	round 	55 cm	C3DS165512S	C4DS165512S	C5DS165512S	C6DS165512S
	19 	round 	55 cm	C3DS195512S	C4DS195512S	C5DS195512S	-
	22 	round 	55 cm	C3DS225512S	C4DS225512S	-	-
DM ¾ circle	13 	flat 	55 cm	-	-	C5DM135512S	C6DM135512S
	16 	flat 	55 cm	C3DM165512S	C4DM165512S	C5DM165512S	C6DM165512S
	19 	flat 	55 cm	C3DM195512S	C4DM195512S	C5DM195512S	-
	22 	flat 	55 cm	C3DM225512S	C4DM225512S	-	-

DS: кръгла игла с режещо острие - Иглата е предназначена за хирургични процедури, при които се изисква само минимално травмиране на тъканите, но все още е необходимо отлично проникване, по-добро от това с кръгли игли. Осигурява плавен преход между твърдите тъкани.

DM: игла с режещо острие тип P - Иглата има специално проектирана върха, третата част от дължината на иглата е остра, а останалата част има овално напречно сечение, сплескано за по-добро захващане в мембрана. Благодарение на уникалните си свойства, той може успешно да се използва при много хирургични процедури.

Coreflon легенда

Coreflon label

coreflon BLACK
PTFE polytetrafluoroethylene
monofil nonabsorbable suture
maximum time of device contact
with tissue - 30 days
product free of phtalates and AFPO

LOT
REF
IMPLACORE Sp. z o. o.
ul. Polska 94a
60-401 Poznań
Poland MADE IN EU

3/0_{USP}
DM16
3/8 circle
55cm
CE 0197

rev. 1
consult instruction for use
do not use if package is damaged
keep away from sunlight
do not resterilize
upper limit of temperature
do not reuse
sterilized using ethylene oxide

manufacturer
expiration date
product code
LOT number
suture material
needle colour
suture length
needle cross-section
curvature
needle type
USP size
needle length
needle shape